

**Ficha técnica**

# Sistema de inspección de partículas visibles con carga manual

PT-C10 combina carga manual de un recipiente, rotación, parada rápida y análisis óptico de imágenes. Admite ampollas y viales con soportes compatibles y guarda imágenes e informes.

**Características principales**

- Doble iluminación complementaria y captura hasta 125 imágenes/s
- Cinco niveles de acceso, auditoría y exportación de informes
- Calibración con partículas de referencia especificadas

**Información técnica**

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Resolución de imagen   | 1920 × 1200         |
| Capacidad de ampollas  | 1-20 mL             |
| Capacidad de viales    | 1-30 mL             |
| Ritmo de inspección    | 2-3 recipientes/min |
| Temperatura de trabajo | 10-45 °C            |
| Humedad relativa       | ≤65%                |

---

## Configuración estándar

Equipo de carga manual con imagen e informes. La interfaz documentada es china; confirme idiomas disponibles y configuración informática antes del pedido.

El umbral indicado para partículas de referencia es superior a 30  $\mu\text{m}$ ; no garantiza la detección de todos los materiales, formulaciones o recipientes. Se describen patrones de 40 y 60  $\mu\text{m}$  en formato de 10 mL. Confirme especificación e inclusión antes del pedido.

Tras girar y detener rápidamente el recipiente, se obtienen y analizan imágenes del material suspendido. Las imágenes se muestran durante la inspección; las bases de datos por muestra permiten consultas posteriores y los resultados históricos pueden guardarse como informes imprimibles. Se admiten exportación y copia de seguridad de datos e informes. Confirme ordenador, software, almacenamiento e impresión.

## Accesorios opcionales

Existen soportes opcionales para distintos recipientes. Confirme cada soporte según la geometría real del vial o ampolla.

## Aplicaciones

Inspección óptica de partículas extrañas visibles en inyectables. Valide el rendimiento para producto, recipiente, partículas y patrón reales.

## Selección e información de pedido

Confirme formato de muestra, método, accesorios, alimentación y configuración de destino en la oferta. Las funciones descritas no acreditan certificación ni cumplimiento normativo.

Revise la configuración con PRECETTA antes de realizar el pedido.