

Ficha técnica

Kit de calibração mecânica para dissolutores

PT-DCK permite verificar concentricidade, profundidade, oscilação, temperatura, rotação, nível e verticalidade do dissolutor. Instrumentos conectados por Bluetooth transferem dados a um terminal para análise dos desvios.

Características principais

- Medições mecânicas, de temperatura e rotação em um kit
- Transferência de dados por Bluetooth
- Configuração com terminal portátil; versão com tablet como atualização

Informações técnicas

Resolução de concentricidade / profundidade / oscilação	0.02 mm
Resolução de temperatura	0.01 °C
Resolução de verticalidade	0.1°
Resolução de rotação	0.1 rpm
Comunicação	Bluetooth

Configuração e operação

A imagem do kit portátil identifica terminal de dados, medidor multifunção, medidores de concentricidade e profundidade/oscilação, pontas plana e redonda, suporte do medidor de oscilação, sonda térmica, bloco espaçador, colar de velocidade, suporte magnético e acessórios de carga. Confirme quantidades e lista de fornecimento; a configuração com tablet é uma variante separada.

O sistema destina-se a verificar concentricidade, profundidade, oscilação, nível, verticalidade, temperatura e velocidade de rotação. A comunicação Bluetooth é descrita. As resoluções indicadas são incrementos de leitura, não exatidão de medição comprovada.

Impressão local, relatórios PDF e armazenamento aparecem como títulos sem capacidades confirmadas na tabela disponível. Confirme funções, terminal/software, documentação de calibração e compatibilidade antes da compra; não suponha compatibilidade universal.

Configuração padrão

A configuração ilustrada com terminal portátil inclui medidor multifunção, medidores dimensionais, sonda térmica, pontas de medição, suportes e carregadores em estojo. Confirme a lista detalhada antes do pedido.

Acessórios opcionais

É apresentada uma atualização com tablet. Confirme versão, software e documentação de calibração; não presume a inclusão de relatório de calibração.

Aplicações

Verificação mecânica e física periódica de dissolutores. As resoluções indicadas não são declarações de exatidão nem certificação farmacopeica.

Seleção e informações para pedido

Informe geometria, disposição de cubas e hastes, verificações e documentação. Confirme encaixe mecânico e faixas; não se declara compatibilidade universal.

Revise a configuração com a PRECETTA antes de fazer o pedido.