

Fiche technique

Appareil de désagrégation tactile à trois paniers

PT-DT3 comporte 3 postes de panier pour les essais chronométrés de comprimés et gélules. La température régulée et la course alternative définie favorisent des conditions reproductibles.

Caractéristiques principales

- Trois postes avec éclairage indépendant
- Fixations rapides des paniers et bain à circulation
- Trois niveaux d'accès, sept utilisateurs et journal d'audit

Informations techniques

Postes de paniers	3
Fréquence de mouvement	30-32 cycles/min
Course	55 ± 1 mm
Température de fonctionnement du bain	Ambiante à 45 °C
Résolution de température	0.01 °C
Précision de régulation thermique	±0,5 °C à 37 °C
Plage de minuterie	0-99 h 59 min
Ouverture de maille standard	2 mm

Configuration standard

Appareil à 3 postes avec maille standard de 2 mm. Confirmez béciers, disques et liste complète des accessoires selon la méthode et le devis.

Un écran tactile couleur, un bain intégré en polycarbonate, une pompe de circulation CC sans balais et un capteur Pt1000 sont décrits. Le chauffage PTC comporte un interrupteur de protection thermique. Chacune des trois stations dispose d'un éclairage et de fixations rapides facilitant le retrait du panier.

La gestion prévoit trois niveaux et sept utilisateurs, avec identifiant et mot de passe. La capacité déclarée du journal d'audit est de 128 enregistrements × 366 jours ; confirmez conservation et exportation du logiciel fourni. L'impression en ligne est optionnelle. Le journal d'audit ne constitue pas une certification réglementaire.

Accessoires en option

Mailles en option : 1 / 0.71 / 0.42 mm. Confirmez la maille requise par la méthode. L'impression est en option.

Applications

Essais de désagrégation de comprimés et gélules. Adaptez panier, maille, milieu, température et critère final à la méthode applicable.

Sélection et informations de commande

Précisez paniers, forme pharmaceutique, maille, durée et documents requis. Confirmez alimentation et accessoires. Une consigne inférieure à l'ambiante ne démontre pas un refroidissement actif.

Vérifiez la configuration avec PRECETTA avant de commander.