

Spectromètre de fluorescence atomique

Mesure de fluorescence atomique à deux voies pour les éléments traces, avec génération de vapeur et séparation gaz-liquide. Choisir les lampes, la chimie et la préparation par élément.



Informations techniques

Éléments simultanés	2
Limite de détection : As, Se, Pb, Bi, Sb, Te, Sn	<0.03 µg/L
Limite de détection : Hg, Cd	<0.005 µg/L
Précision (RSD)	≤1.0%
Plage linéaire	>10 ³
Limite de détection : Ge	<0.1 µg/L
Limite de détection : Zn	<1.0 µg/L
Limite de détection : Au	<3.0 µg/L
Galets / voies de pompe péristaltique	10 / 6
Communication	RS232

Configuration standard

La configuration et les accessoires fournis doivent être précisés au devis. Une fonction décrite n'implique pas la livraison de tous les accessoires illustrés.

Configuration en option

Évolutions en option : prélèvement par pompe seringue, passeur de 200 positions, électrovanne et analyse de spéciation. Confirmer lampes, gaz et réactifs selon l'application.

Sélection et commande

Indiquer modèle PRECETTA, application, configuration, quantité et destination. Télécharger le PDF complet pour les spécifications et la configuration. Confirmer les utilités et la compatibilité avant commande.

Informations techniques

Applications : As, Hg, Se, Pb, Ge, Sn, Sb, Bi, Cd, Te, Zn et Au. Lampes codées, photomultiplicateur, prélèvement intermittent, pompe six voies, séparation gaz-liquide à deux étages, atomisation quartz et piège d'éléments nocifs. Logiciel d'optimisation, blancs, graphiques, statistiques et Excel ; alerte de manque de gaz. Limites selon élément, préparation et conditions.