

Enceinte programmable de stabilité en température et humidité

Enceinte programmable en température et humidité pour les études de stabilité pharmaceutique. Régulation PID, clayettes réglables et recyclage d'eau pour des conditions contrôlées.



Informations techniques

Plage de température	5-65 °C
Plage d'humidité	35-95% RH
Fluctuation de température	±0.5 °C
Uniformité de température	±1 °C
Clayettes standard	4
Résolution de température	0.1 °C
Résolution d'humidité	0.1% RH
Fluctuation d'humidité	±5% RH
Fluide frigorigène	R134a
Puissance	688 W
Alimentation électrique	220 V AC ±10%; 50 Hz ±1 Hz
Segments / cycles du programme	30 / 99
Minuterie	0-9999 min / h

Informations techniques	
Diamètre du passage de mesure	30 mm
Limite de surchauffe	± 4 °C; 70 °C
Recyclage de l'eau	oui
Commande	PID
Méthodes citées (confirmer l'applicabilité)	GB 10586-2006

Configuration standard

Quatre clayettes réglables et un recyclage interne d'eau sont documentés. Confirmer le volume utile et les dimensions d'installation avant commande.

Configuration en option

L'enregistrement sur imprimante ou ordinateur via l'interface réservée imprimante/RS485 est en option. Imprimante non promise en standard.

Sélection et commande

Indiquer modèle PRECETTA, application, configuration, quantité et destination. Télécharger le PDF complet pour les spécifications et la configuration. Confirmer les utilités et la compatibilité avant commande.

Informations techniques

Chambre inox, isolation polyuréthane, autodiagnostic et protection thermique indépendante documentés. Programmeur de 30 segments et 99 cycles. Confirmer dimensions et capacité utile ; aucune dimension non vérifiée n'est indiquée.