

## Aparato de punto de fusión de grasas con vídeo

Determinación del punto de fusión de aceites y grasas asistida por vídeo, con calentamiento controlado y tres muestras simultáneas. Detección manual y control térmico automático.



### Información técnica

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Rango de temperatura        | 0-100 °C                     |
| Capacidad por lote          | 3                            |
| Velocidad de calentamiento  | 0.1-10 °C/min                |
| Resolución de temperatura   | 0.1 °C                       |
| Exactitud de medición       | ±0.3 °C (≤100 °C)            |
| Repetibilidad               | ±0.1 °C (0.1 °C/min)         |
| Cuentas de usuario          | 8                            |
| Registros almacenados       | 400                          |
| Capacidad de almacenamiento | 16 GB                        |
| Pantalla                    | TFT                          |
| Comunicación                | USB; RS232; Ethernet         |
| Dimensiones del capilar     | OD 1.4 mm; ID 1.0 mm; 100 mm |
| Alimentación eléctrica      | 220 V AC                     |
| Peso neto                   | 4.1 kg                       |

## Información técnica

Métodos citados (confirmar aplicabilidad)

SN/T 0801.5-1999; GB/T 24892-2010; GB/T 12766-2008; GB/T 8026-2014

## Configuración estándar

La configuración y los accesorios suministrados deben detallarse en la oferta. Una función descrita no implica que se incluyan todos los accesorios de la imagen.

## Configuración opcional

Accesorios, consumibles, impresoras y opciones de aplicación se incluyen solo si figuran expresamente en la oferta.

## Selección y pedido

Indique modelo PRECETTA, aplicación, configuración, cantidad y destino. Descargue el PDF completo con especificaciones y configuración. Confirme servicios y compatibilidad antes del pedido.

## Información técnica

Baño de agua con PID, sensor de platino y tubo de vidrio. Se describen capacidad de enfriamiento y refrigeración por aire; confirme la configuración y condiciones en la oferta. Capilares abiertos por ambos extremos. Grabación, reproducción e informes documentados. Control térmico automático no significa detección automática.