

Appareil de point de fusion des graisses avec vidéo

Détermination du point de fusion des huiles et graisses assistée par vidéo, avec chauffage régulé et trois échantillons simultanés. Détection manuelle et régulation automatique.



Informations techniques

Plage de température	0-100 °C
Capacité par lot	3
Vitesse de chauffe	0.1-10 °C/min
Résolution de température	0.1 °C
Exactitude de mesure	±0.3 °C (≤100 °C)
Répétabilité	±0.1 °C (0.1 °C/min)
Comptes utilisateurs	8
Enregistrements mémorisés	400
Capacité de stockage	16 GB
Affichage	TFT
Communication	USB; RS232; Ethernet
Dimensions du capillaire	OD 1.4 mm; ID 1.0 mm; 100 mm
Alimentation électrique	220 V AC
Masse nette	4.1 kg

Informations techniques

Méthodes citées (confirmer l'applicabilité)

SN/T 0801.5-1999; GB/T 24892-2010; GB/T 12766-2008; GB/T 8026-2014

Configuration standard

La configuration et les accessoires fournis doivent être précisés au devis. Une fonction décrite n'implique pas la livraison de tous les accessoires illustrés.

Configuration en option

Accessoires, consommables, imprimantes et options d'application inclus uniquement si expressément indiqués au devis.

Sélection et commande

Indiquer modèle PRECETTA, application, configuration, quantité et destination. Télécharger le PDF complet pour les spécifications et la configuration. Confirmer les utilités et la compatibilité avant commande.

Informations techniques

Bain d'eau régulé PID, capteur platine et tube en verre. Refroidissement et refroidissement à l'air décrits ; confirmer configuration et conditions au devis. Capillaires ouverts aux deux extrémités. Vidéo, relecture et rapports documentés. Régulation automatique ne signifie pas détection automatique.