

Aparelho de ponto de fusão de gorduras com vídeo

Determinação do ponto de fusão de óleos e gorduras assistida por vídeo, com aquecimento controlado e três amostras simultâneas. Detecção manual e controle térmico automático.



Informações técnicas

Faixa de temperatura	0-100 °C
Capacidade por lote	3
Taxa de aquecimento	0.1-10 °C/min
Resolução de temperatura	0.1 °C
Exatidão da medição	±0.3 °C (≤100 °C)
Repetibilidade	±0.1 °C (0.1 °C/min)
Contas de usuário	8
Registros armazenados	400
Capacidade de armazenamento	16 GB
Tela	TFT
Comunicação	USB; RS232; Ethernet
Dimensões do capilar	OD 1.4 mm; ID 1.0 mm; 100 mm
Alimentação elétrica	220 V AC
Peso líquido	4.1 kg

Informações técnicas

Métodos citados (confirmar aplicabilidade)

SN/T 0801.5-1999; GB/T 24892-2010; GB/T 12766-2008; GB/T 8026-2014

Configuração padrão

A configuração e os acessórios fornecidos devem ser detalhados na proposta. Uma função descrita não implica inclusão de todos os acessórios da imagem.

Configuração opcional

Acessórios, consumíveis, impressoras e opções de aplicação incluídos somente se expressamente indicados na proposta.

Seleção e pedido

Informe modelo PRECETTA, aplicação, configuração, quantidade e destino. Baixe o PDF completo para especificações e configuração. Confirme utilidades e compatibilidade antes do pedido.

Informações técnicas

Banho de água com PID, sensor de platina e tubo de vidro. São descritos resfriamento e resfriamento por ar; confirme configuração e condições na proposta. Capilares abertos nas duas extremidades. Gravação, reprodução e relatórios documentados. Controle térmico automático não significa detecção automática.