

Aparato automático de punto de fusión con vídeo

Medición del punto de fusión de cuatro muestras con detección automática y observación por vídeo. El calentamiento programable registra el inicio y el final de la fusión.



Información técnica

Rango de temperatura	ambiente-400 °C
Capacidad por lote	4
Velocidad de calentamiento	0.1-20 °C/min
Resolución de temperatura	0.01 °C
Exactitud de medición	±0.2 °C (<200 °C); ±0.4 °C (>200 °C)
Precisión de la rampa térmica	≤0.1 °C
Control	PID
Pantalla	≥8 in
Ampliación de vídeo	20×
Duración de grabación	60 min
Niveles de acceso	3
Capacidad de memoria	64 GB; RAM ≥2 GB
Métodos almacenados	100
Gráficos almacenados	300

Información técnica

Registro de auditoría	sí
Comunicación	USB; RS232; Wi-Fi
Dimensiones del capilar	OD 1.4 mm; ID 1.0 mm
Alimentación eléctrica	220 V; 50 Hz; 120 W

Configuración estándar

La configuración y los accesorios suministrados deben detallarse en la oferta. Una función descrita no implica que se incluyan todos los accesorios de la imagen.

Configuración opcional

Impresora opcional. Confirme capilares, software y método antes del pedido.

Selección y pedido

Indique modelo PRECETTA, aplicación, configuración, cantidad y destino. Descargue el PDF completo con especificaciones y configuración. Confirme servicios y compatibilidad antes del pedido.

Información técnica

Detección automática y manual, bloque cerrado con PID, calibración y exploración documentados. Vídeo con marcas de tiempo; almacenamiento de métodos, gráficos y vídeo, con avisos de exportación. Tres niveles, auditoría, datos protegidos y exportación PDF/Excel. No se especifica exactitud justo a 200 °C.