

Appareil automatique de point de fusion vidéo

Mesure du point de fusion de quatre échantillons avec détection automatique et observation vidéo. Le chauffage programmable enregistre le début et la fin de fusion.



Informations techniques

Plage de température	ambiante-400 °C
Capacité par lot	4
Vitesse de chauffe	0.1-20 °C/min
Résolution de température	0.01 °C
Exactitude de mesure	±0.2 °C (<200 °C); ±0.4 °C (>200 °C)
Précision de la rampe thermique	≤0.1 °C
Commande	PID
Affichage	≥8 in
Grossissement vidéo	20×
Durée d'enregistrement vidéo	60 min
Niveaux d'accès	3
Capacité mémoire	64 GB; RAM ≥2 GB
Méthodes mémorisées	100
Graphiques mémorisés	300

Informations techniques

Piste d'audit	oui
Communication	USB; RS232; Wi-Fi
Dimensions du capillaire	OD 1.4 mm; ID 1.0 mm
Alimentation électrique	220 V; 50 Hz; 120 W

Configuration standard

La configuration et les accessoires fournis doivent être précisés au devis. Une fonction décrite n'implique pas la livraison de tous les accessoires illustrés.

Configuration en option

Imprimante en option. Confirmer les capillaires, le logiciel et la méthode avant commande.

Sélection et commande

Indiquer modèle PRECETTA, application, configuration, quantité et destination. Télécharger le PDF complet pour les spécifications et la configuration. Confirmer les utilités et la compatibilité avant commande.

Informations techniques

Détection automatique et manuelle, bloc fermé régulé PID, étalonnage et exploration documentés. Vidéo horodatée ; stockage de méthodes, graphiques et vidéos avec rappels d'export. Trois niveaux, audit, protection des données et export PDF/Excel. Exactitude non spécifiée exactement à 200 °C.