

Polarímetro automático con control de temperatura

Medición automática de rotación óptica con control Peltier para análisis de concentración, pureza y azúcar. Seleccione el tubo, la temperatura y la gestión de datos necesarios.



Información técnica

Rango de rotación	$\pm 90^\circ$
Resolución angular	0.001°
Exactitud angular	$\pm 0.004^\circ$
Rango de control de temperatura	10-50 °C
Exactitud de temperatura	$\pm 0.1^\circ \text{C}$
Rango de escala de azúcar	$\pm 259^\circ \text{Z}$
Rango de rotación específica	± 1000
Longitud de onda	589.3 nm
Repetibilidad angular	$0.001^\circ (\text{s})$
Transmitancia	0.05%
Pantalla	8 in TFT
Capacidad de almacenamiento	16 GB; ≤ 64 GB
Niveles de acceso	4
Registro de auditoría	sí

Información técnica

Firma electrónica	sí
Comunicación	USB; RS232; VGA; Ethernet
Alimentación eléctrica	220 V $\pm$ 22 V; 50 Hz $\pm$ 1 Hz; 250 W
Peso neto	28 kg
Métodos citados (confirmar aplicabilidad)	GB/T 14454.5-2008; GB/T 35887-2018

Configuración estándar

La configuración y los accesorios suministrados deben detallarse en la oferta. Una función descrita no implica que se incluyan todos los accesorios de la imagen.

Configuración opcional

Tubos opcionales: microvolumen de 0.8 mL y tubo de 200 mm con control térmico. Ratón, teclado e impresoras compatibles según oferta.

Selección y pedido

Indique modelo PRECETTA, aplicación, configuración, cantidad y destino. Descargue el PDF completo con especificaciones y configuración. Confirme servicios y compatibilidad antes del pedido.

Información técnica

Modos: rotación óptica, rotación específica, concentración, azúcar y cálculo personalizado. Medición individual, repetida y continua, calibración automática, cuatro niveles de acceso, bloqueo de cuentas, auditoría, firma electrónica, exportación PDF/Excel y validación MD5. Tubos descritos: 100 mm, 200 mm y 100 mm termorregulado; confirme el juego suministrado.