

ورقة البيانات الفنية

نظام فحص الجسيمات المرئية بتحميل يدوي

يجمع PT-C10 بين التحميل اليدوي لعبوة واحدة والتدوير والتوقف السريع والتحليل البصري للصور. يفحص الأمبولات والقوارير بحوامل متوافقة ويحفظ الصور والتقارير.

الخصائص الرئيسية

إضاءة إضافية مزدوجة والتقاط حتى 125 إطار/ثانية
خمسة مستويات صلاحيات وسجل تدقيق وتصدير تقارير
معايرة بجسيمات مرجعية محددة

المعلومات الفنية

1920 × 1200	دقة الصورة
1-20 mL	سعة الأمبولات
1-30 mL	سعة القوارير
2-3 عبوات/دقيقة	معدل الفحص
10-45 °C	حرارة التشغيل
≤65%	الرطوبة النسبية

التجهيز القياسي

جهاز بتحميل يدوي ووظائف تصوير وتقارير. واجهة البرنامج الموثقة بالصينية؛ أكد اللغات المتاحة وتجهيز الحاسوب قبل الطلب.

عتبة الكشف المذكورة للجسيمات المرجعية هي أكبر من $30\text{ }\mu\text{m}$ ؛ ولا تضمن الكشف لكل مادة جسيمية أو تركيبة أو وعاء. توصف معايير بجسيمات $40\text{ }\mu\text{m}$ في حجم 10 mL . أكد مواصفاتها وإدراجها في التوريد قبل الطلب.

بعد تدوير الوعاء وإيقافه سريعاً، تصور المواد المعلقة وتحلل. تعرض الصور أثناء الفحص، وتتيح قواعد بيانات خاصة بالعينات الاسترجاع لاحقاً، ويمكن حفظ النتائج السابقة كتقارير للطباعة. يمكن تصدير البيانات والتقارير ونسخها احتياطياً. أكد تجهيز الكمبيوتر والبرنامج والتخزين والطباعة.

الملحقات الاختيارية

تتوفر حوامل اختيارية لأشكال عبوات مختلفة. أكد كل حامل وفق هندسة القارورة أو الأمبولة الفعلية.

التطبيقات

فحص بصري للجسيمات الغريبة المرئية في المستحضرات الحقلية. تحقق من أداء الكشف للمنتج والعبوة ونوع الجسيمات والمعايير المرجعية الفعلي.

الاختيار ومعلومات الطلب

أكد شكل العينة والطريقة والملحقات ومصدر الطاقة والتجهيز المناسب للوجهة في عرض السعر. الوظائف الموصوفة لا تثبت اعتماداً أو امتثالاً تنظيمياً.

راجع التجهيز مع PRECETTA قبل الطلب.