

Ficha técnica

Equipo de disolución de 12 vasos con dos zonas de velocidad

El PT-D12 ofrece doce posiciones en dos grupos de seis con control independiente. Permite ensayos de disolución en paralelo con velocidades distintas y seguimiento de la temperatura del medio.

Características principales

- Dos zonas de velocidad: 6 + 6 posiciones
- Intervalo estándar de 25-250 rpm; resolución de 0,01 rpm
- Tres niveles de acceso, siete usuarios y registro de auditoría

Información técnica

Posiciones de vasos / ejes	12 / 12
Intervalo de velocidad	25-250 rpm
Resolución de velocidad	0.01 rpm
Exactitud de velocidad	$\leq 0.5\%$
Temperatura del baño	Ambiente a 45 °C
Resolución de temperatura	0.01 °C
Exactitud del control térmico	0.2 °C
Oscilación de paleta	≤ 0.3 mm
Oscilación de cestillo	≤ 0.5 mm
Desviación entre eje y vaso	≤ 0.5 mm
Alimentación eléctrica	220 V / 50 Hz

Configuración estándar

El equipo base dispone de 12 posiciones de vasos. Confirme volúmenes, ejes, cestillos, tapas y la lista completa de suministro en la oferta; la compatibilidad con un método no implica que todos los accesorios estén incluidos.

Accesorios opcionales

Las opciones incluyen velocidad hasta 300 rpm, baño hasta 55 °C y vaso isoterma de reposición. Requieren especificación y compra por separado; no forman parte de la configuración estándar.

Aplicaciones

Ensayos de disolución de formas farmacéuticas en laboratorio. Seleccione paletas, cestillos u otro método compatible con sus vasos y accesorios necesarios. Confirme el método y la edición aplicables.

Selección e información de pedido

Indique método, volumen del vaso, forma farmacéutica, cantidad, destino y documentación requerida. Confirme alimentación, enchufe y configuración para el país de destino. El registro de auditoría por sí solo no acredita cumplimiento normativo.

Instrumentos relacionados

PRECETTA PT-D12S

Revise la configuración con PRECETTA antes de realizar el pedido.