

Fiche technique

Appareil de dissolution à 12 cuves et deux zones de vitesse

Le PT-D12 offre douze positions réparties en deux groupes de six à commande indépendante. Il permet des essais parallèles avec des vitesses distinctes et un suivi de la température du milieu.

Caractéristiques principales

- Deux zones de vitesse : 6 + 6 positions
- Plage standard de 25-250 tr/min ; résolution de 0,01 tr/min
- Trois niveaux d'accès, sept utilisateurs et piste d'audit

Informations techniques

Positions de cuves / arbres	12 / 12
Plage de vitesse	25-250 rpm
Résolution de vitesse	0.01 rpm
Précision de vitesse	≤ 0.5%
Température du bain	Ambiante à 45 °C
Résolution de température	0.01 °C
Précision de régulation thermique	0.2 °C
Oscillation de palette	≤ 0.3 mm
Oscillation de panier	≤ 0.5 mm
Écart entre arbre et cuve	≤ 0.5 mm
Alimentation électrique	220 V / 50 Hz

Configuration standard

L'appareil de base comporte 12 positions de cuves. Confirmez volumes, arbres, paniers, couvercles et liste complète de fourniture dans le devis ; la prise en charge d'une méthode ne signifie pas que tous ses accessoires sont inclus.

Accessoires en option

Les options comprennent une vitesse jusqu'à 300 tr/min, un bain jusqu'à 55 °C et une cuve isotherme de réapprovisionnement. Elles nécessitent une spécification et un achat séparés.

Applications

Essais de dissolution de formes pharmaceutiques en laboratoire. Sélectionnez palettes, paniers ou une autre méthode compatible avec les cuves et accessoires nécessaires. Confirmez la méthode et l'édition applicables.

Sélection et informations de commande

Précisez méthode, volume de cuve, forme pharmaceutique, quantité, destination et documentation requise. Confirmez alimentation, prise et configuration du pays de destination. La piste d'audit seule ne prouve pas la conformité réglementaire.

Instruments associés

PRECETTA PT-D12S

Vérifiez la configuration avec PRECETTA avant de commander.