

Ficha técnica

Equipo de disolución de 12 vasos con cabezal elevable eléctrico

El PT-D12S es un equipo de disolución de 12 posiciones, con seis vasos delante y seis detrás. El cabezal con elevación eléctrica e inclinación facilita el acceso para cambiar los ejes de paletas o cestillos.

Características principales

- 12 posiciones para paletas o cestillos
- Velocidad de 20-200 rpm; baño desde temperatura ambiente hasta 45 °C
- Hasta 9 intervalos de muestreo programados con cuenta regresiva
- Memoria de ajustes, alarmas de fallo y protección contra sobretensión

Información técnica

Posiciones de vasos	12
Altura de vaso admitida	185 mm
Intervalo de velocidad	20-200 rpm
Resolución de velocidad	1 rpm
Temperatura del baño	Ambiente a 45 °C
Resolución de temperatura	0.1 °C
Exactitud del control de temperatura	$\leq \pm 0.3$ °C
Oscilación de paleta	≤ 0.3 mm
Oscilación de cestillo	≤ 0.8 mm
Desviación eje-vaso	≤ 1 mm
Intervalos de muestreo	9
Duración por intervalo	1-999 min
Error del temporizador	± 0.5 min
Potencia de calentamiento	1100 W

Configuración y pedido

Configuración estándar

12 paletas y 12 vasos de disolución. La especificación publicada indica vasos de 185 mm de altura; confirme el volumen útil y la lista completa de suministro en la oferta.

Accesorios opcionales

Para el método de cestillos, indique los cestillos y ejes necesarios. Su disponibilidad e inclusión requieren confirmación escrita. La especificación publicada no acredita un sistema de muestreo automático.

Aplicaciones

Ensayos de disolución de formas farmacéuticas en laboratorio con el método de paletas o cestillos seleccionado. Compruebe idoneidad del método, volumen del vaso y criterios de aceptación según el procedimiento aplicable.

Selección e información de pedido

Indique método y edición, volumen del vaso, accesorios, cantidad, destino, tensión, frecuencia y enchufe. Confirme por separado la documentación de calibración o cualificación. Los 300 conjuntos de parámetros de la Farmacopea China almacenados no acreditan conformidad con todos los métodos o ediciones actuales.

Los intervalos programados proporcionan temporización; no acreditan la recogida automática de muestras.

Revise la configuración con PRECETTA antes de realizar el pedido.

www.precetta.com | PT-D12S