

ورقة البيانات الفنية

جهاز اختبار الذوبان بـ 8 أوعية وشاشة لمس

جهاز ذوبان بثمانية أوعية ورأس رفع كهربائي وشاشة لمس. تدعم البرامج المحفوظة الاختبارات المتكررة، وتساعد مؤقتات العينات على اتباع PT-D8T جدول أخذ عينات محدد.

الخصائص الرئيسية

رفع كهربائي وتمركز آلي للأعمدة والأوعية

عشرة برامج محفوظة حتى اثنتي عشرة نقطة توقيت للعينات لكل برنامج

تخزين البيانات ونقلها عبر بطاقة SD

إنذار حرارة وفصل التسخين فوق 47 °C

المعلومات الفنية

8 / 8	مواضع الأوعية / الأعمدة
25-250 rpm	نطاق السرعة
1 rpm	دقة ضبط السرعة
≤ ±4%	دقة السرعة
حرارة الغرفة إلى 45 °C	حرارة الحمام
0.1 °C	دقة عرض الحرارة
≤ ±0.3 °C	دقة التحكم الحراري
≤ ±0.5 mm	تأرجح المجداف
≤ ±1 mm	تأرجح السلة
≤ 2 mm	انحراف العمود عن محور الوعاء

معلومات التشغيل التفصيلية

ذاكرة البرامج	10 برامج، حتى 12 موعدا لأخذ العينات لكل برنامج
أقصى فاصل مبرمج	24 h 59 min
التشغيل المستمر	48 h
الوظائف المجدولة	التسخين المسبق والإيقاف
الحماية الحرارية	فصل التسخين عند تجاوز 47 °C
المواد	أعمدة المجاديف والسلال وجسم السلة من الفولاذ المقاوم للصدأ 316
البيانات	تخزين على بطاقة SD ونقل إلى الكمبيوتر للطباعة
الوصول	إدارة وصول المستخدمين

يستخدم الرأس ذو الرفع الكهربائي محامل خطية. تقلل أغطية الأوعية التبخر ويساعد التمرکز التلقائي على وضع الأوعية. تتضمن المعلومات مسبار حرارة مدمجاً وتصحيحاً برمجياً لدرجة الحرارة.

تحفظ الإعدادات للتشغيل التالي، ويمكن تغيير المعلومات أثناء الاختبار. مواعيد أخذ العينات ووظائف توقيت ولا تعني تضمين جهاز جمع عينات تلقائي.

أكد الأعمدة والسلال والأوعية وبطاقة SD واتصال الطباعة وتجهيز إدارة الوصول في عرض السعر. يبدأ النطاق الحراري من درجة حرارة المحيط؛ لم يثبت وجود تبريد نشط.

التجهيز القياسي

يضم الجهاز الأساسي 8 موضعا للأوعية. أكد أحجام الأوعية والأعمدة والسلال والأغطية وقائمة التوريد الكاملة في عرض السعر؛ دعم طريقة اختبار لا يعني إدراج جميع ملحقاتها.

الملحقات الاختيارية

حدد السلال والأعمدة والملحقات الخاصة بالطريقة في استفسارك. يجب تأكيد التوفر والإدراج في العرض. لا تثبت مواصفات الجهاز الأساسي وجود جمع آلي للعينات.

التطبيقات

اختبارات ذوبان الأشكال الدوائية في المختبر. اختر طريقة المجاديف أو السلال أو طريقة أخرى مدعومة مع الأوعية والملحقات اللازمة. أكد الطريقة والإصدار المعتمدين.

معلومات الاختيار والطلب

حدد طريقة الاختبار وحجم الوعاء والشكل الدوائي والكمية والوجهة والوثائق المطلوبة. أكد التغذية الكهربائية والقابس والتجهيز المناسب لبلد الوجهة. وظيفة سجل التدقيق وحدها لا تثبت الامتثال التنظيمي.

أجهزة ذات صلة

PRECETTA PT-D12S

راجع التجهيز مع PRECETTA قبل الطلب.