

Ficha técnica

Kit de calibración mecánica para equipos de disolución

PT-DCK permite verificar concentricidad, profundidad, oscilación, temperatura, velocidad, nivel y verticalidad del equipo de disolución. Los instrumentos conectados por Bluetooth envían datos a un terminal para revisar desviaciones.

Características principales

- Mediciones mecánicas, térmicas y de velocidad en un kit
- Transferencia de datos Bluetooth
- Configuración con terminal portátil; versión con tableta como actualización

Información técnica

Resolución de concentricidad / profundidad / oscilación	0.02 mm
Resolución de temperatura	0.01 °C
Resolución de verticalidad	0.1°
Resolución de velocidad	0.1 rpm
Comunicación	Bluetooth

Configuración y funcionamiento

La imagen del kit portátil identifica terminal de datos, medidor multifunción, medidores de concentricidad y profundidad/oscilación, sondas plana y redonda, soporte del medidor de oscilación, sonda térmica, bloque separador, collar de velocidad, soporte magnético y accesorios de carga. Confirme cantidades y lista de suministro; la versión con tableta es una variante distinta.

El sistema permite comprobar concentricidad, profundidad, oscilación, nivel, verticalidad, temperatura y velocidad de giro. Se describe comunicación Bluetooth. Las resoluciones indicadas son incrementos de lectura y no acreditan exactitud de medida.

Impresión local, informes PDF y almacenamiento aparecen como encabezados sin prestaciones confirmadas en la tabla disponible. Confirme estas funciones, terminal/software, documentación de calibración y compatibilidad antes de comprar; no presuponga compatibilidad universal.

Configuración estándar

La configuración mostrada con terminal portátil incluye medidor multifunción, medidores dimensionales, sonda térmica, palpadores, soportes y cargadores en un maletín. Confirme la lista detallada antes del pedido.

Accesorios opcionales

Se muestra una actualización con tableta. Confirme versión, software y documentos de calibración; no presuponga que se incluya un informe de calibración.

Aplicaciones

Comprobación mecánica y verificación física periódica de equipos de disolución. Las resoluciones indicadas no son declaraciones de exactitud ni certificación farmacopeica.

Selección e información de pedido

Indique geometría, disposición de vasos y ejes, verificaciones y documentación. Confirme ajuste mecánico e intervalos; no se declara compatibilidad universal.

Revise la configuración con PRECETTA antes de realizar el pedido.