

**Fiche technique**

# Kit d'étalonnage mécanique pour appareils de dissolution

PT-DCK permet de contrôler concentricité, profondeur, oscillation, température, vitesse, niveau et verticalité d'un appareil de dissolution. Les instruments Bluetooth transmettent les mesures à un terminal pour examiner les écarts.

**Caractéristiques principales**

- Mesures mécaniques, thermiques et de vitesse dans un kit
- Transfert de données Bluetooth
- Configuration à terminal portable ; version tablette proposée en évolution

**Informations techniques**

|                                                        |           |
|--------------------------------------------------------|-----------|
| Résolution de concentricité / profondeur / oscillation | 0.02 mm   |
| Résolution de température                              | 0.01 °C   |
| Résolution de verticalité                              | 0.1°      |
| Résolution de vitesse                                  | 0.1 rpm   |
| Communication                                          | Bluetooth |

---

## Configuration et fonctionnement

L'image du kit portable identifie un terminal de données, un appareil multifonction, des jauges de concentricité et de profondeur/voile, des touches plate et ronde, un support de jauge de voile, une sonde thermique, une cale, un collier de mesure de vitesse, un support magnétique et des accessoires de charge. Confirmez quantités et liste de fourniture ; la configuration sur tablette est une variante distincte.

Le système sert à vérifier concentricité, profondeur, voile, niveau, verticalité, température et vitesse de rotation. La communication Bluetooth est décrite. Les résolutions indiquées sont des incréments d'affichage et ne constituent pas une précision de mesure établie.

Impression locale, rapports PDF et stockage figurent comme rubriques sans capacités confirmées dans le tableau disponible. Confirmez fonctions, terminal/logiciel, documents d'étalonnage et compatibilité avant achat ; ne supposez pas une compatibilité universelle.

---

## **Configuration standard**

La configuration illustrée à terminal portable comprend un appareil multifonction, des instruments dimensionnels, une sonde thermique, des palpeurs, des supports et des chargeurs dans une mallette. Confirmez la liste détaillée avant commande.

## **Accessoires en option**

Une évolution avec tablette est illustrée. Confirmez version, logiciel et documents d'étalonnage ; ne présumez pas qu'un rapport d'étalonnage soit inclus.

## **Applications**

Contrôles de réglage mécanique et vérification physique périodique des appareils de dissolution. Les résolutions indiquées ne constituent ni une précision de mesure ni une certification pharmacopéique.

## **Sélection et informations de commande**

Précisez géométrie, disposition des cuves et arbres, contrôles et documents requis. Confirmez adaptation mécanique et plages ; aucune compatibilité universelle n'est revendiquée.

Vérifiez la configuration avec PRECETTA avant de commander.