

ورقة البيانات الفنية

جهاز اختبار التفكك بسلتين

يوفر PT-DT1 عددا من محطات السلال يبلغ 2 لاختبارات تفكك الأقراص والكبسولات الموقوتة. تدعم حرارة الحمام المضبوطة والشوط الترددي المحدد ظروف اختبار قابلة للتكرار.

الخصائص الرئيسية

يمكن للسلتين اليمنى واليسرى إجراء اختبارين مستقلين إعدادان مسبقان قابلان للتعديل: 37 °C و 15 دقيقة تصحيح الحرارة والحماية من تجاوزها

المعلومات الفنية

محطات السلال	2
تردد حركة السلال	30-32 دورة/دقيقة
طول الشوط	55 ± 1 mm
حرارة تشغيل الحمام	من حرارة المحيط إلى 40 °C
دقة عرض الحرارة	0.1 °C
دقة التحكم الحراري	±0.3 °C
نطاق الموقت	≤ 10 h
فتحة الشبكة القياسية	2 mm
استهلاك القدرة	550 W
الأبعاد	420 × 300 × 480 mm
الوزن التقريبي	14 kg

التجهيز القياسي

جهاز يضم 2 من محطات السلال مع شبكة قياسية بفتحات 2 mm. أكد الكؤوس والأقراص وقائمة الملحقات الكاملة بحسب الطريقة وعرض السعر. يعرض المؤقت الدقائق. المسافة المحددة بين الشبكة وقاع الكأس هي 25 ± 2 mm. تشمل القدرة المذكورة السخان. القيم المضبوطة مسبقا هي 37.0°C و15 دقيقة، ويمكن تغييرهما. تردد وظيفة تصحيح درجة الحرارة وحماية تلقائية من تجاوز الحرارة.

الملحقات الاختيارية

فتحات الشبكة الاختيارية: 1 / 0.71 / 0.425 mm. أكد الشبكة المطلوبة لطريقة الاختبار.

التطبيقات

اختبار تفكك الأقراص والكبسولات مختبريا. طابق السلة والشبكة والوسط والحرارة ومعيان نهاية الاختبار مع الطريقة المطبقة.

الاختبار ومعلومات الطلب

حدد عدد السلال والشكل الصيدلاني وفتحة الشبكة ومدة الاختبار والوثائق المطلوبة. أكد مصدر الطاقة والملحقات. إعداد حرارة دون المحيط لا يثبت وجود تبريد فعال.

راجع التجهيز مع PRECETTA قبل الطلب.