

Ficha técnica

Equipo de desintegración de tres cestas con pantalla táctil

PT-DT3 ofrece 3 estaciones de cestas para ensayos temporizados de comprimidos y cápsulas. La temperatura controlada y el recorrido alternativo definido favorecen condiciones repetibles.

Características principales

- Tres estaciones con iluminación independiente
- Acoplamiento rápido de cestas y baño circulante
- Tres niveles de acceso, siete usuarios y registro de auditoría

Información técnica

Estaciones de cestas	3
Frecuencia de movimiento	30-32 ciclos/min
Recorrido	55 ± 1 mm
Temperatura de trabajo del baño	Ambiente a 45 °C
Resolución de temperatura	0.01 °C
Exactitud del control térmico	±0,5 °C a 37 °C
Intervalo del temporizador	0-99 h 59 min
Abertura de malla estándar	2 mm

Configuración estándar

Equipo con 3 estaciones y malla estándar de 2 mm. Confirme vasos, discos y lista completa de accesorios según método y oferta.

Se describen pantalla táctil en color, baño integrado de policarbonato, bomba de circulación de CC sin escobillas y sensor Pt1000. El calentador PTC incorpora un interruptor de protección térmica. Cada una de las tres estaciones dispone de iluminación y fijaciones rápidas para desmontar la cesta.

La gestión ofrece tres niveles y siete usuarios con acceso mediante nombre y contraseña. La capacidad declarada del registro de auditoría es 128 registros × 366 días; confirme conservación y exportación del software suministrado. La impresión en línea es opcional. El registro de auditoría no acredita certificación normativa.

Accesorios opcionales

Aberturas opcionales: 1 / 0.71 / 0.42 mm. Confirme la malla exigida por el método. La impresión es opcional.

Aplicaciones

Ensayos de desintegración de comprimidos y cápsulas. Ajuste cesta, malla, medio, temperatura y criterio final al método aplicable.

Selección e información de pedido

Indique cestas, forma farmacéutica, malla, duración y documentación. Confirme alimentación y accesorios. Un ajuste inferior al ambiente no demuestra refrigeración activa.

Revise la configuración con PRECETTA antes de realizar el pedido.