

Ficha técnica

Desintegrador de três cestos com tela sensível ao toque

PT-DT3 oferece 3 estações de cestos para ensaios temporizados de comprimidos e cápsulas. A temperatura controlada e o curso alternativo definido favorecem condições repetíveis.

Características principais

- Três estações com iluminação independente
- Engates rápidos dos cestos e banho circulante
- Três níveis de acesso, sete usuários e registros de auditoria

Informações técnicas

Estações de cestos	3
Frequência de movimento	30-32 ciclos/min
Curso	55 ± 1 mm
Temperatura de operação do banho	Ambiente a 45 °C
Resolução de temperatura	0.01 °C
Exatidão do controle térmico	±0,5 °C a 37 °C
Faixa do temporizador	0-99 h 59 min
Abertura da tela padrão	2 mm

Configuração padrão

Instrumento com 3 estações e tela padrão de 2 mm. Confirme béqueres, discos e lista completa de acessórios conforme método e proposta.

São descritos tela colorida sensível ao toque, banho integrado de policarbonato, bomba de circulação CC sem escovas e sensor Pt1000. O aquecedor PTC possui interruptor de proteção térmica. Cada uma das três estações tem iluminação e encaixes rápidos para remoção do cesto.

A gestão oferece três níveis e sete usuários, com nome e senha. A capacidade declarada da trilha de auditoria é 128 registros × 366 dias; confirme retenção e exportação do software fornecido. A impressão em linha é opcional. A trilha de auditoria não comprova certificação regulatória.

Acessórios opcionais

Aberturas opcionais: 1 / 0.71 / 0.42 mm. Confirme a tela exigida pelo método. A impressão é opcional.

Aplicações

Ensaio de desintegração de comprimidos e cápsulas. Ajuste cesto, tela, meio, temperatura e critério final ao método aplicável.

Seleção e informações para pedido

Informe cestos, forma farmacêutica, tela, duração e documentação. Confirme alimentação e acessórios. Um ajuste abaixo do ambiente não comprova refrigeração ativa.

Revise a configuração com a PRECETTA antes de fazer o pedido.