

Ficha técnica

Incubador de 80 pocillos para endotoxinas por gelificación

PT-E80 controla temperatura y tiempo para ensayos de endotoxinas por gelificación. Diez canales controlados por separado tienen ocho pocillos cada uno y avisan antes del fin del ensayo.

Características principales

- Diez canales y ocho posiciones por canal
- Bloque de aluminio con control digital
- Aviso previo, alarma de fallos y autoprotección

Información técnica

Pocillos de calentamiento	80
Canales independientes	10
Diámetro de pocillo	12 mm
Ajuste de tiempo	60 min
Resolución temporal	1 min
Control de temperatura	37 °C
Resolución térmica	0.1 °C
Exactitud del control	±0.4 °C
Alimentación	AC 220 V / 50 Hz
Peso	7 kg

Configuración

Incubador de 80 pocillos. Confirme tubos, consumibles y documentación; no se presupone el suministro de reactivos.

Prevea aproximadamente 30 minutos para estabilizar el sistema. El aviso se emite 60 segundos antes del final del procedimiento temporizado. El equipo mantiene las condiciones de incubación; no interpreta automáticamente la formación del gel. Confirme las dimensiones exteriores.

Aplicaciones

Incubación controlada para ensayos por gelificación. La interpretación y validación forman parte del procedimiento del laboratorio.

Selección e información de pedido

Confirme configuración exacta, muestras, accesorios y alimentación en la oferta. Solicite por separado los documentos de calibración o validación necesarios.

Revise la configuración con PRECETTA antes de realizar el pedido.