

Fiche technique

Incubateur à 80 puits pour endotoxines par gélification

PT-E80 contrôle température et durée pour les essais d'endotoxines par gélification. Dix canaux commandés séparément comportent huit puits chacun et avertissent avant la fin de l'essai.

Caractéristiques principales

- Dix canaux et huit positions par canal
- Bloc en aluminium à commande numérique
- Préavis de fin, alarme de défaut et autoprotection

Informations techniques

Puits chauffants	80
Canaux indépendants	10
Diamètre de puits	12 mm
Réglage de minuterie	60 min
Résolution de minuterie	1 min
Régulation thermique	37 °C
Résolution thermique	0.1 °C
Précision de régulation	±0.4 °C
Alimentation	AC 220 V / 50 Hz
Poids	7 kg

Configuration

Incubateur à 80 puits. Confirmez tubes, consommables et documents ; les réactifs ne sont pas présumés fournis.

Prévoyez environ 30 minutes pour stabiliser le système. L'alerte intervient 60 secondes avant la fin de la procédure temporisée. L'appareil maintient les conditions d'incubation ; il n'interprète pas automatiquement la formation du gel. Confirmez les dimensions extérieures.

Applications

Incubation contrôlée pour les essais par gélification. L'interprétation et la validation relèvent de la procédure du laboratoire.

Sélection et informations de commande

Confirmez configuration exacte, échantillons, accessoires et alimentation dans le devis. Demandez séparément les documents d'étalonnage ou de validation requis.

Vérifiez la configuration avec PRECETTA avant de commander.