

Ficha técnica

Incubador de 80 poços para endotoxinas por gelificação

PT-E80 controla temperatura e tempo para ensaios de endotoxinas por gelificação. Dez canais controlados separadamente têm oito poços cada e emitem aviso antes do fim do ensaio.

Características principais

- Dez canais e oito posições por canal
- Bloco de alumínio com controle digital
- Aviso prévio, alarme de falhas e autoproteção

Informações técnicas

Poços de aquecimento	80
Canais independentes	10
Diâmetro do poço	12 mm
Ajuste de tempo	60 min
Resolução temporal	1 min
Controle de temperatura	37 °C
Resolução térmica	0.1 °C
Exatidão do controle	±0.4 °C
Alimentação	AC 220 V / 50 Hz
Peso	7 kg

Configuração

Incubador de 80 poços. Confirme tubos, consumíveis e documentação; não se presume o fornecimento de reagentes.

Considere aproximadamente 30 minutos para estabilização do sistema. O aviso ocorre 60 segundos antes do fim do procedimento temporizado. O instrumento mantém as condições de incubação; não interpreta automaticamente a formação do gel. Confirme as dimensões externas.

Aplicações

Incubação controlada para ensaios por gelificação. A interpretação e validação fazem parte do procedimento do laboratório.

Seleção e informações para pedido

Confirme configuração exata, amostras, acessórios e alimentação na proposta. Solicite separadamente os documentos de calibração ou validação necessários.

Revise a configuração com a PRECETTA antes de fazer o pedido.