

Ficha técnica

Incubador de 96 pocillos para endotoxinas por gelificación

PT-E96 proporciona incubación controlada para ensayos de endotoxinas por gelificación en ampollas o tubos. Sus 96 pocillos y 12 temporizadores coordinan los tiempos sin implicar lectura automática del gel.

Características principales

- 96 pocillos con cubiertas de reacción
- Doce temporizadores para coordinar la incubación
- Pocillos de 12 mm para ampollas o tubos compatibles

Información técnica

Pocillos de calentamiento	96
Diámetro de pocillo	12 mm
Temporizadores	12
Ajuste de tiempo	60 min
Resolución temporal	1 min
Control de temperatura	37.0 ± 0.3 °C
Uniformidad térmica	37.0 ± 0.3 °C
Alimentación	220 V
Consumo eléctrico	180 W
Dimensiones (L × An × Al)	360 × 280 × 120 mm

Configuración

Incubador de 96 pocillos con cubiertas. Confirme consumibles por separado; no se presuponen incluidos reactivos ni documentos de validación.

Aplicaciones

Incubación controlada para ensayos de endotoxinas por gelificación mediante un procedimiento validado por separado.

Selección e información de pedido

Confirme configuración exacta, muestras, accesorios y alimentación en la oferta. Solicite por separado los documentos de calibración o validación necesarios.

Revise la configuración con PRECETTA antes de realizar el pedido.