

Fiche technique

Incubateur à 96 puits pour endotoxines par gélification

PT-E96 assure l'incubation contrôlée des essais d'endotoxines par gélification en ampoules ou tubes. Ses 96 puits et 12 minuteries coordonnent les durées sans impliquer une lecture automatique du gel.

Caractéristiques principales

- 96 puits avec couvercles de réaction
- Douze minuteries pour coordonner l'incubation
- Puits de 12 mm pour ampoules ou tubes compatibles

Informations techniques

Puits chauffants	96
Diamètre de puits	12 mm
Minuteries	12
Réglage de minuterie	60 min
Résolution de minuterie	1 min
Régulation thermique	37.0 ± 0.3 °C
Uniformité thermique	37.0 ± 0.3 °C
Alimentation	220 V
Puissance consommée	180 W
Dimensions (L × l × H)	360 × 280 × 120 mm

Configuration

Incubateur à 96 puits avec couvercles. Confirmez les consommables séparément ; réactifs et documents de validation ne sont pas présumés inclus.

Applications

Incubation contrôlée des essais d'endotoxines par gélification avec une procédure validée séparément.

Sélection et informations de commande

Confirmez configuration exacte, échantillons, accessoires et alimentation dans le devis. Demandez séparément les documents d'étalonnage ou de validation requis.

Vérifiez la configuration avec PRECETTA avant de commander.