

Ficha técnica

Incubador de 96 poços para endotoxinas por gelificação

PT-E96 fornece incubação controlada para ensaios de endotoxinas por gelificação em ampolas ou tubos. Seus 96 poços e 12 temporizadores coordenam os tempos sem implicar leitura automática do gel.

Características principais

- 96 poços com tampas de reação
- Doze temporizadores para coordenar a incubação
- Poços de 12 mm para ampolas ou tubos compatíveis

Informações técnicas

Poços de aquecimento	96
Diâmetro do poço	12 mm
Temporizadores	12
Ajuste de tempo	60 min
Resolução temporal	1 min
Controle de temperatura	37.0 ± 0.3 °C
Uniformidade térmica	37.0 ± 0.3 °C
Alimentação	220 V
Consumo de energia	180 W
Dimensões (C × L × A)	360 × 280 × 120 mm

Configuração

Incubador de 96 poços com tampas. Confirme consumíveis separadamente; reagentes e documentos de validação não são presumidos incluídos.

Aplicações

Incubação controlada para ensaios de endotoxinas por gelificação com procedimento validado separadamente.

Seleção e informações para pedido

Confirme configuração exata, amostras, acessórios e alimentação na proposta. Solicite separadamente os documentos de calibração ou validação necessários.

Revise a configuração com a PRECETTA antes de fazer o pedido.