

Fiche technique

Duromètre de 200 N avec mesure du diamètre

PT-H20 mesure une force de rupture de 1 à 200 N et un diamètre de 2 à 30 mm. Écran LCD, statistiques et impression datée des essais ou étalonnages accompagnent les contrôles courants.

Caractéristiques principales

- Mesure individuelle ou continue sélectionnable, jusqu'à 160 comprimés
- Réglages mémorisés et diagnostic des défauts
- Affichage et impression des résultats d'étalonnage

Informations techniques

Plage de force de rupture	1-200 N
Résolution de force	0.1 N
Plage de diamètre des comprimés	2-30 mm
Précision de diamètre	±0.01 mm

Configuration standard

Instrument intégré de force de rupture et de diamètre avec écran LCD.

L'interface LCD propose le chinois (4 lignes × 8 caractères) ou l'anglais (8 lignes × 16 caractères). Confirmez la langue livrée. Les unités de force sont N, kg ou Sc et celles de diamètre mm ou pouces ; confirmez les conventions des unités secondaires de force.

L'appareil calcule et affiche les statistiques et permet l'impression par comprimé. L'horloge ajoute la date et l'heure des essais et de l'étalonnage aux rapports. Les réglages restent mémorisés jusqu'à leur modification ; les résultats d'étalonnage peuvent être affichés et imprimés. Confirmez l'imprimante, les accessoires et la liste exacte de fourniture. La précision de force indiquée en kg doit être clarifiée avant tout engagement de performance.

Applications

Mesure de la force de rupture des comprimés en développement de formulation et en contrôle courant au laboratoire. Conservez une orientation constante et choisissez une plage de force adaptée.

Sélection et informations de commande

Précisez les dimensions, la force de rupture attendue, la cadence et les besoins d'enregistrement. Confirmez les supports, accessoires d'étalonnage, alimentation et configuration de destination dans le devis.

Instruments associés

Duromètre manuel pour comprimés · PT-H1

Duromètre motorisé pour comprimés · PT-H1M

Vérifiez la configuration avec PRECETTA avant de commander.