

Ficha técnica

Equipo de desintegración para comprimidos bucodispersables

PT-ODT utiliza un vaso específico y una cesta de acero inoxidable para observar comprimidos bucodispersables. El recorrido de 10 mm y el temporizador en segundos lo distinguen de equipos convencionales.

Características principales

- Un vaso y una cesta para observación directa
- Vaso específico para posicionamiento estable
- Tiempo ajustable con valor inicial de 100 segundos

Información técnica

Estaciones de cestas	1
Longitud del tubo de cesta	30 mm
Diámetro interior de cesta	13 mm
Abertura de malla	710 µm
Frecuencia de movimiento	30 ciclos/min
Recorrido	10 ± 1 mm
Temperatura del baño	Ambiente a 45 °C
Exactitud del control térmico	< ±0.3 °C
Intervalo del temporizador	1-900 s
Exactitud del temporizador	±1 s

Configuración estándar

El equipo base se describe con una cesta de desintegración y un vaso especial.

Aplicaciones

Observación de desintegración de comprimidos bucodispersables; confirme método y criterio final para la formulación.

Selección e información de pedido

Confirme formato de muestra, método, accesorios, alimentación y configuración de destino en la oferta. Las funciones descritas no acreditan certificación ni cumplimiento normativo.

Revise la configuración con PRECETTA antes de realizar el pedido.