

Fiche technique

Appareil de désagrégation pour comprimés orodispersibles

PT-ODT utilise une cuve dédiée et un panier en acier inoxydable pour observer les comprimés orodispersibles. La course de 10 mm et la minuterie en secondes le distinguent des appareils classiques.

Caractéristiques principales

- Une cuve et un panier pour observation directe
- Cuve dédiée pour un positionnement stable
- Temps réglable, pré-réglage initial de 100 secondes

Informations techniques

Postes de paniers	1
Longueur du tube de panier	30 mm
Diamètre intérieur du panier	13 mm
Ouverture de maille	710 µm
Fréquence de mouvement	30 cycles/min
Course	10 ± 1 mm
Température du bain	Ambiante à 45 °C
Précision de régulation thermique	< ±0.3 °C
Plage de minuterie	1-900 s
Précision de minuterie	±1 s

Configuration standard

L'appareil de base est décrit avec un panier de désagrégation et une cuve spéciale.

Applications

Observation de la désagrégation des comprimés orodispersibles ; confirmez la méthode et le critère final pour la formulation.

Sélection et informations de commande

Confirmez format d'échantillon, méthode, accessoires, alimentation et configuration de destination dans le devis. Les fonctions décrites ne prouvent ni certification ni conformité réglementaire.

Vérifiez la configuration avec PRECETTA avant de commander.