

Ficha técnica

Desintegrador para comprimidos orodispersíveis

PT-ODT utiliza um copo específico e um cesto de aço inoxidável para observar comprimidos orodispersíveis. O curso de 10 mm e a temporização em segundos o distinguem de aparelhos convencionais.

Características principais

- Um copo e um cesto para observação direta
- Copo específico para posicionamento estável
- Tempo ajustável com valor inicial de 100 segundos

Informações técnicas

Estações de cestos	1
Comprimento do tubo do cesto	30 mm
Diâmetro interno do cesto	13 mm
Abertura da tela	710 µm
Frequência de movimento	30 ciclos/min
Curso	10 ± 1 mm
Temperatura do banho	Ambiente a 45 °C
Exatidão do controle térmico	< ±0.3 °C
Faixa do temporizador	1-900 s
Exatidão do temporizador	±1 s

Configuração padrão

O equipamento básico é descrito com um cesto de desintegração e um copo especial.

Aplicações

Observação da desintegração de comprimidos orodispersíveis; confirme método e critério final para a formulação.

Seleção e informações para pedido

Confirme formato da amostra, método, acessórios, alimentação e configuração de destino na proposta. As funções descritas não comprovam certificação ou conformidade regulatória.

Revise a configuração com a PRECETTA antes de fazer o pedido.