

Fiche technique

Turbidimètre néphélométrique piloté par ordinateur

PT-T2C mesure la turbidité par diffusion à 90 degrés et inclut une gestion informatique des données. Le logiciel permet stockage, consultation et quatre niveaux d'accès.

Caractéristiques principales

- Système optique LED de 860 nm
- Ordinateur et logiciel de données inclus
- Piste d'audit disponible en option

Informations techniques

Angle de diffusion	90°
Longueur d'onde LED	860 nm
Plages de turbidité	0-1000 NTU / 400-2000 NTU
Exactitude de mesure	±2% FS
Répétabilité	≤0.5%
Points d'étalonnage	1-6
Température de fonctionnement	10-35 °C
Alimentation	220 V / 50 Hz

Configuration standard

Instrument optique avec ordinateur et logiciel de données. Le logiciel documenté offre quatre niveaux d'accès par mot de passe.

La résolution est de 0,01 NTU entre 0-10 NTU, 0,1 NTU entre 10-100 NTU et 1 NTU entre 100-1000 NTU ; confirmez la résolution au-delà de 1000 NTU. La dérive du zéro est de $\pm 0,5$ % de la pleine échelle.

L'instrument possède une liaison RS-232. Le logiciel décrit prend en charge jusqu'à 1 000 opérateurs, la complexité des mots de passe, la recherche de données et des courbes personnalisées. La piste d'audit reste optionnelle ; confirmez intégration et version.

Accessoires optionnels

Précisez la piste d'audit si nécessaire ; elle est optionnelle. Confirmez cuvettes, étalons, langue et intégration.

Applications

Évaluation de turbidité et limpidité des échantillons pharmaceutiques et aqueux compatibles avec gestion électronique des données.

Sélection et informations de commande

Confirmez compatibilité des échantillons, configuration, alimentation et documentation dans le devis.

Vérifiez la configuration avec PRECETTA avant de commander.