

ورقة البيانات الفنية

جهاز اختبار الانتشار عبر الجلد بـ 12 موضعا

يدعم PT-TD12 تجارب انتشار متوازية باثني عشر موضعا وتحريك مضبوط وحمام مائي دوراني. تعرض شاشة اللمس الحرارة والسرعة والتوقيت، ويمكن تصدير سجلات التجارب عبر USB.

الخصائص الرئيسية

اثنا عشر موضعا بخلايا استقبال رأسية 15 mL قياسيا
تحريك قابل للضبط ومعايرة حرارة بواسطة المستخدم
من إعداد واحد إلى ستة لتوقيت أخذ العينات؛ لم يحدد جمع آلي للعينات

المعلومات الفنية

مواضع الاختبار	12
حجم حجرة الاستقبال القياسي	15 mL
نطاق حرارة الحمام	من حرارة الغرفة إلى 40 °C
دقة ضبط الحرارة	±0.3 °C
سرعة التحريك	100-1000 rpm
دقة السرعة	±5%
نطاق الموقت	0-9 h 59 min
إعدادات توقيت أخذ العينات	1-6

التجهيز القياسي

جهاز باثني عشر موضعاً وخلايا رأسية 15 mL وحمام دوراني وتحكم بالتحريك وتصدير USB. أكد حوامل الأغشية وقائمة التوريد الكاملة. مدة التشغيل المستمر الموثقة تتجاوز 24 ساعة. يمكن معايرة الحرارة أثناء التشغيل. تحفظ سجلات التجارب داخلياً وتصدر إلى وحدة USB. أكد إجراء أخذ العينات ومساحة الغشاء وشكل الخلية للتجهيز المختار.

الملحقات الاختيارية

خيارات بديلة: خلية استقبال رأسية 10 mL أو أفقية 5 mL بدلاً من الرأسية القياسية 15 mL. مبرد خارجي اختياري بنطاق موثق °C 4-10. أكد التوافق الميكانيكي.

التطبيقات

دراسات انتشار مقارنة باستخدام غشاء ووسط استقبال وإجراء أخذ عينات مناسب للتركيب قيد الدراسة.

الاختيار ومعلومات الطلب

أكد توافق العينات والتجهيز ومصدر الكهرباء والوثائق المطلوبة في عرض السعر.

راجع التجهيز مع PRECETTA قبل الطلب.