

Ficha técnica

Equipo de difusión transdérmica de 12 posiciones

PT-TD12 permite ensayos paralelos en doce posiciones con agitación controlada y baño circulante. La pantalla muestra temperatura, velocidad y tiempo; los registros se exportan por USB.

Características principales

- Doce posiciones con celdas receptoras verticales de 15 mL estándar
- Agitación ajustable y calibración térmica por el usuario
- Uno a seis tiempos de muestreo; no se especifica recogida automática

Información técnica

Posiciones de ensayo	12
Volumen receptor estándar	15 mL
Intervalo térmico del baño	Ambiente-40 °C
Exactitud del control térmico	±0.3 °C
Velocidad de agitación	100-1000 rpm
Exactitud de velocidad	±5%
Intervalo del temporizador	0-9 h 59 min
Ajustes temporales de muestreo	1-6

Configuración estándar

Equipo de doce posiciones con celdas verticales de 15 mL, baño circulante, agitación y exportación USB. Confirme soportes de membrana y lista de suministro.

La duración de funcionamiento continuo documentada supera 24 horas. Puede calibrarse la temperatura durante el funcionamiento. Los registros se almacenan internamente y se exportan a una memoria USB. Confirme muestreo, superficie de membrana y geometría de celda para la configuración receptora elegida.

Accesorios opcionales

Alternativas: receptor vertical de 10 mL u horizontal de 5 mL, en lugar del vertical estándar de 15 mL. Refrigerador externo opcional, con intervalo documentado de 4-10 °C. Confirme compatibilidad mecánica.

Aplicaciones

Estudios comparativos de difusión con membrana, medio receptor y muestreo adecuados a la formulación.

Selección e información de pedido

Confirme compatibilidad de muestras, configuración, alimentación y documentación en la oferta.

Revise la configuración con PRECETTA antes de realizar el pedido.