

Fiche technique

Appareil de diffusion transdermique à 12 positions

PT-TD12 permet des essais parallèles sur douze positions avec agitation contrôlée et bain circulant. L'écran affiche température, vitesse et temps ; les enregistrements s'exportent par USB.

Caractéristiques principales

- Douze positions avec cellules réceptrices verticales de 15 mL en standard
- Agitation réglable et étalonnage thermique par l'utilisateur
- Un à six temps de prélèvement ; collecte automatique non spécifiée

Informations techniques

Positions d'essai	12
Volume récepteur standard	15 mL
Plage thermique du bain	Ambiante-40 °C
Précision de régulation thermique	±0.3 °C
Vitesse d'agitation	100-1000 rpm
Précision de vitesse	±5%
Plage de minuterie	0-9 h 59 min
Réglages des temps de prélèvement	1-6

Configuration standard

Instrument à douze positions avec cellules verticales de 15 mL, bain circulant, agitation et export USB. Confirmez supports de membrane et liste de fourniture.

La durée de fonctionnement continu documentée dépasse 24 heures. La température peut être étalonnée pendant le fonctionnement. Les enregistrements sont stockés en interne et exportés sur clé USB. Confirmez procédure de prélèvement, surface de membrane et géométrie de cellule pour la configuration réceptrice choisie.

Accessoires optionnels

Alternatives : récepteur vertical de 10 mL ou horizontal de 5 mL, à la place du vertical standard de 15 mL. Refroidisseur externe optionnel, plage documentée de 4-10 °C. Confirmez la compatibilité mécanique.

Applications

Études comparatives de diffusion avec membrane, milieu récepteur et prélèvement adaptés à la formulation.

Sélection et informations de commande

Confirmez compatibilité des échantillons, configuration, alimentation et documentation dans le devis.

Vérifiez la configuration avec PRECETTA avant de commander.