

Ficha técnica

Equipamento de difusão transdérmica de 12 posições

PT-TD12 permite ensaios paralelos em doze posições com agitação controlada e banho circulante. A tela mostra temperatura, velocidade e tempo; os registros são exportados por USB.

Características principais

- Doze posições com células receptoras verticais de 15 mL padrão
- Agitação ajustável e calibração térmica pelo usuário
- Um a seis tempos de amostragem; coleta automática não especificada

Informações técnicas

Posições de ensaio	12
Volume receptor padrão	15 mL
Faixa térmica do banho	Ambiente-40 °C
Exatidão do controle térmico	±0.3 °C
Velocidade de agitação	100-1000 rpm
Exatidão de velocidade	±5%
Faixa do temporizador	0-9 h 59 min
Ajustes de tempo de amostragem	1-6

Configuração padrão

Equipamento de doze posições com células verticais de 15 mL, banho circulante, agitação e exportação USB. Confirme suportes de membrana e lista de fornecimento.

A duração documentada de operação contínua supera 24 horas. A temperatura pode ser calibrada durante a operação. Os registros são armazenados internamente e exportados para uma unidade USB. Confirme amostragem, área da membrana e geometria da célula para a configuração receptora selecionada.

Acessórios opcionais

Alternativas: receptor vertical de 10 mL ou horizontal de 5 mL, em vez do vertical padrão de 15 mL. Resfriador externo opcional, com faixa documentada de 4-10 °C. Confirme compatibilidade mecânica.

Aplicações

Estudos comparativos de difusão com membrana, meio receptor e amostragem adequados à formulação.

Seleção e informações para pedido

Confirme compatibilidade de amostras, configuração, alimentação e documentação na proposta.

Revise a configuração com a PRECETTA antes de fazer o pedido.