

## Desgasificador al vacío para medios de disolución

T-DEG-001 combina calentamiento, circulación y vacío para desgasificar agua destilada o desionizada utilizada en ensayos de disolución. Seleccione la configuración documentada de 7 L o 21 L según la preparación del medio.



### Características principales

- Ciclo combinado de calentamiento, circulación y vacío
- Visualización de ajustes de temperatura y presión
- Memoria de ajustes, función de calibración y autodiagnóstico

## Información técnica

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Control de temperatura        | 37-45 °C      |
| Resolución térmica            | 0.1 °C        |
| Exactitud térmica             | ±0.5 °C       |
| Intervalo de control de vacío | 0.02-0.05 MPa |
| Resolución de presión         | 0.01 MPa      |
| Volumen de tratamiento        | 7 L / 21 L    |
| Potencia del calentador       | 1500 W        |

## Configuración estándar

Unidad de desgasificación con calentamiento, circulación y vacío. Se documentan opciones de 7 L o 21 L; confirme recipiente, bomba, tubos, conexiones y lista de entrega para la configuración elegida.

## Accesorios opcionales

No se establece una lista independiente de accesorios opcionales. Confirme por separado recambios del circuito y documentos de cualificación.

## Selección y pedido

Indique composición, volumen, temperatura y criterio de desgasificación. No se especifica presión absoluta o relativa: confírmela. Un dispositivo UV descrito no demuestra esterilización validada. Confirme alimentación, dimensiones, duración del ciclo y componentes.