

Desgaseificador a vácuo para meios de dissolução

T-DEG-001 combina aquecimento, circulação e vácuo para desgaseificar água destilada ou deionizada usada em ensaios de dissolução. Selecione a configuração documentada de 7 L ou 21 L conforme a preparação do meio.



Principais características

- Ciclo combinado de aquecimento, circulação e vácuo
- Exibição dos ajustes de temperatura e pressão
- Memória de ajustes, função de calibração e autodiagnóstico

Informações técnicas

Controle de temperatura	37-45 °C
Resolução térmica	0.1 °C
Exatidão térmica	±0.5 °C
Faixa de controle de vácuo	0.02-0.05 MPa
Resolução de pressão	0.01 MPa
Volume de processamento	7 L / 21 L
Potência do aquecedor	1500 W

Configuração padrão

Unidade de desgaseificação com aquecimento, circulação e vácuo. Há opções documentadas de 7 L ou 21 L; confirme recipiente, bomba, tubos, conexões e lista de entrega da configuração escolhida.

Acessórios opcionais

Não há lista independente de acessórios opcionais estabelecida. Confirme separadamente peças do circuito e documentos de qualificação.

Seleção e pedido

Informe composição, volume, temperatura e critério de desgaseificação. A base de pressão absoluta ou relativa não é especificada; confirme-a. Um dispositivo UV descrito não estabelece esterilização validada. Confirme alimentação, dimensões, ciclo e componentes.