

Desgasificador continuo para medios de disolución

T-DEG-002 prepara agua destilada o desionizada desgasificada mediante calentamiento inmediato y separación gas-líquido. Ajuste entre 1 y 100 L; la preparación se detiene al alcanzar el volumen. El funcionamiento continuo depende del suministro de agua.



Características principales

- Calentamiento en línea y separación gas-líquido
- Parada automática al volumen preseleccionado
- Registro del volumen acumulado de agua desgasificada

Información técnica

Control de temperatura	37-41 °C
Resolución térmica	1 °C
Exactitud térmica	±2 °C
Intervalo de control de vacío	0.05-0.085 MPa
Resolución de presión	0.01 MPa
Exactitud del control de presión	±0.01 MPa
Volumen de preparación preseleccionado	1-100 L

Configuración estándar

El sistema documentado ofrece calentamiento en línea, separación gas-líquido y control del volumen. Confirme tubos de entrada/salida, conexión de agua y suministro.

Accesorios opcionales

No se establece una lista independiente de accesorios opcionales. Confirme por separado recambios del circuito y documentos de cualificación.

Selección y pedido

Indique medio, volumen y temperatura. Confirme caudal, alimentación, dimensiones y referencia de presión absoluta o relativa, no definidos en la especificación. Operación continua no significa caudal ilimitado.