

Desgaseificador contínuo para meios de dissolução

T-DEG-002 prepara água destilada ou deionizada desgaseificada por aquecimento imediato e separação gás-líquido. Define 1 a 100 L; a preparação para no volume definido. A operação contínua depende do fornecimento de água.



Principais características

- Aquecimento em linha e separação gás-líquido
- Parada automática no volume predefinido
- Registro acumulado de água desgaseificada

Informações técnicas

Controle de temperatura	37-41 °C
Resolução térmica	1 °C
Exatidão térmica	±2 °C
Faixa de controle de vácuo	0.05-0.085 MPa
Resolução de pressão	0.01 MPa
Exatidão do controle de pressão	±0.01 MPa
Volume de preparação predefinido	1-100 L

Configuração padrão

O sistema documentado oferece aquecimento em linha, separação gás-líquido e controle de volume. Confirme tubos de entrada/saída, conexão de água e fornecimento.

Acessórios opcionais

Não há lista independente de acessórios opcionais estabelecida. Confirme separadamente peças do circuito e documentos de qualificação.

Seleção e pedido

Informe meio, volume e temperatura. Confirme vazão, alimentação, dimensões e referência de pressão absoluta ou relativa, não definidas na especificação. Operação contínua não significa vazão ilimitada.