

## Disolutor recíprocante de volumen variable

Transfiere muestras entre filas de medios programadas para perfiles de liberación. Reciprocación, inmersión y drenaje ajustables apoyan el desarrollo con una o dos filas.



### Características principales

- Transferencia programable de medios
- Funcionamiento con una o dos filas
- Inmersión y drenaje ajustables
- Dos carreras documentadas

## Información técnica

|                                 |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Intervalo de calentamiento      | ambiente-45 °C                    |
| Resolución térmica              | 0.1 °C                            |
| Error térmico                   | ≤±0.2 °C                          |
| Frecuencia de reciprocación     | 1-50 min <sup>-1</sup>            |
| Error de frecuencia             | ±5%                               |
| Carrera del método de cilindros | 10 ±0.1 cm                        |
| Carrera del método de soporte   | 2 cm                              |
| Potencia de calentador          | 1500 W                            |
| Alimentación                    | 220 V / 50 Hz / 10 A              |
| Temperatura ambiente            | 5-40 °C                           |
| Humedad relativa                | ≤80%                              |
| Ruido de trabajo                | ≤60 dB                            |
| Configuraciones de vasos        | 50-300 mL: 7 / 14; 500-1000 mL: 6 |

---

## Configuración estándar

Instrumento en la configuración documentada; confirme lista de entrega, licencia e inclusión del ordenador en la oferta.

## Accesorios opcionales

Confirme por separado accesorios del método, muestreo compatible y documentos de cualificación. Disponibilidad y coste dependen de la configuración.

## Selección y pedido

Confirme edición del método, muestra, vasos y documentación. Referencias y auditoría no establecen certificación ni cumplimiento validado. El calentamiento no demuestra refrigeración activa.