

Equipo de desintegración de tres cestas

T-DIT-001 - Realiza tres grupos de ensayos con cestas que se mueven simultáneamente en un baño termostatzado. Al terminar el tiempo, las cestas se detienen arriba para facilitar el acceso.



Características principales

- Tres cestas con movimiento alternativo simultáneo
- Temporizador programable, conteo y reinicio
- Visualización del tiempo con cuatro dígitos
- Mallas estándar de acero inoxidable de 2,0 y 0,425 mm

Información técnica

Intervalo del temporizador	0-24 h
Ajuste de temperatura	ambient-45 °C
Resolución de temperatura	0.1 °C
Exactitud de temperatura	±0.5 °C
Frecuencia de cestas	29-32 /min
Recorrido de cestas	55 ±2 mm
Distancia malla-fondo	≥25 mm

Configuración estándar

Instrumento con tres cestas, mallas de 2,0 y 0,425 mm y discos indicados. Confirme vasos, tubos y lista completa.

Accesorios opcionales

No hay lista independiente de opcionales. Confirme cestas y mallas de repuesto compatibles y documentación requerida.

Selección y pedido

Confirme forma farmacéutica, método y cestas. Alimentación documentada: 220 V $\pm 10\%$, 50 Hz, ≤ 850 W. Entorno: 10-30 °C, humedad <75%; ruido <60 dB. Confirme versión de exportación y método.