

Analizador automático de endotoxinas por gelificación

Automatiza incubación temporizada, giro de tubos o ampollas y captura de imágenes para ensayos de endotoxinas por gelificación. El sistema documentado dispone de 80 posiciones calefactadas y revisión por imagen.



Características principales

- 80 posiciones calefactadas en matriz 8 × 10
- Giro automático tras la incubación
- Cámara integrada e imágenes guardadas
- Análisis de imágenes y software de trazabilidad documentado

Información técnica

Posiciones calefactadas	80
Distribución	8 × 10
Temperatura de incubación	37 ±0.3 °C

Configuración estándar

Instrumento con las funciones documentadas. Confirme soportes, vidrio, cables, reactivos y consumibles en la oferta; no se presupone inclusión de elementos no indicados.

Accesorios opcionales

No hay lista completa separada de accesorios. Solicite consumibles compatibles, elementos de calibración y documentos de cualificación por separado; confirme disponibilidad y coste.

Selección y pedido

Indique reactivo, tubos, sensibilidad y método de incubación. Confirme versión de trazabilidad, registros, imágenes y cualificación. No se documenta dilución ni dosificación automática para este modelo.