

Analyseur automatique d'endotoxines par gélification

Automatise incubation temporisée, retournement des tubes ou ampoules et capture d'images pour essais d'endotoxines par gélification. La configuration documentée comporte 80 positions chauffées et une revue par image.



Caractéristiques principales

- 80 positions chauffées en matrice 8 × 10
- Retournement automatique après incubation
- Caméra intégrée et images mémorisées
- Analyse d'images et logiciel de piste d'audit documenté

Informations techniques

Positions chauffées	80
Disposition	8 × 10
Température d'incubation	37 ±0.3 °C

Configuration standard

Instrument avec fonctions documentées. Confirmer supports, verrerie, câbles, réactifs et consommables au devis ; les éléments non précisés ne sont pas supposés inclus.

Accessoires optionnels

Aucune liste complète distincte d'accessoires n'est disponible. Demander séparément consommables compatibles, étalonnage et documents de qualification ; confirmer disponibilité et coût.

Sélection et commande

Préciser réactif, tubes, sensibilité et méthode d'incubation. Confirmer version de piste d'audit, enregistrements, images et qualification. Dilution et distribution automatiques ne sont pas établies pour ce modèle.