

Analizador automático de endotoxinas por formação de gel

Automatiza incubação temporizada, giro de tubos ou ampolas e captura de imagens para ensaios de endotoxinas por gel. A configuração documentada tem 80 posições aquecidas e revisão por imagem.



Principais características

- 80 posições aquecidas em matriz 8 × 10
- Giro automático após incubação
- Câmera integrada e imagens salvas
- Análise de imagens e software de trilha de auditoria documentado

Informações técnicas

Posições aquecidas	80
Distribuição	8 × 10
Temperatura de incubação	37 ±0.3 °C

Configuração padrão

Instrumento com as funções documentadas. Confirme suportes, vidraria, cabos, reagentes e consumíveis na proposta; não se presume inclusão de itens não especificados.

Acessórios opcionais

Não há lista completa separada de acessórios. Solicite consumíveis compatíveis, itens de calibração e documentos de qualificação separadamente; confirme disponibilidade e custo.

Seleção e pedido

Informe reagente, tubos, sensibilidade e método de incubação. Confirme versão da trilha de auditoria, registros, imagens e qualificação. Não se documentam diluição ou dosagem automática neste modelo.