

Appareil de dureté, épaisseur et diamètre des comprimés

T-HAR-001 mesure force de rupture, épaisseur et diamètre des comprimés avec écran de 7 pouces et commande Android. Modes de mesure continue manuelle ou automatique, statistiques et enregistrement ; nombre spécifié jusqu'à 500 comprimés.



Caractéristiques principales

- Force de rupture et dimensions dans un appareil
- Statistiques, enregistrement et impression des résultats
- Horloge pour essais et calibrations horodatés
- Calibration des paramètres et autodiagnostic
- Interfaces USB et RS232

Informations techniques

Plage de force de rupture	10-400 N
Résolutions de force	0.1 / 0.01 / 0.001 N
Exactitude de force spécifiée	$\pm(0.1\% + 1 \text{ N})$
Plage de diamètre	2-25 mm
Plage d'épaisseur	2-12 mm
Résolutions de longueur	0.1 / 0.01 / 0.001 mm
Exactitude dimensionnelle	$\pm 0.03 \text{ mm}$
Nombre maximal spécifié	500
Écran	7 in
Interfaces	USB / RS232

Configuration standard

Appareil avec mesure de force de rupture et dimensions. Confirmer dispositifs, éléments de calibration, imprimante, câbles et liste de livraison.

Accessoires optionnels

Aucune liste distincte d'accessoires optionnels n'est documentée. Préciser calibration et qualification ; confirmer disponibilité et portée.

Sélection et commande

Préciser géométrie, force, cadence et rapports. La base du pourcentage dans $\pm(0.1\% + 1 \text{ N})$ n'est pas définie ; confirmer le calcul. Résolution sélectionnable ne signifie pas exactitude équivalente. Mesure continue ne signifie pas alimentation automatique. Confirmer alimentation, imprimante, langue et exportation. Conformité d'audit ou de signature électronique non établie.