

Osmomètre à cristallisation ultrasonore

Mesure l'osmolalité d'échantillons de 50-100 µL par refroidissement à semi-conducteurs et induction ultrasonore de cristallisation. Adapte la stratégie à la concentration dans la page documentée.



Caractéristiques principales

- Levage automatique avec moteur pas à pas et guidage linéaire
- Cristallisation ultrasonore sans ajout d'eau
- Commande adaptée à la concentration
- Réglage horaire réseau ou manuel pour rapports datés

Informations techniques

Volume d'échantillon	50-100 µL
Plage	0-3000 mOsmol/kg H ₂ O
Résolution	1 mOsmol/kg H ₂ O
Répétabilité au-dessus de 300 mOsmol/kg	RSD ≤1%

Configuration standard

Instrument avec fonctions documentées. Confirmer supports, verrerie, câbles, réactifs et consommables au devis ; les éléments non précisés ne sont pas supposés inclus.

Accessoires optionnels

Aucune liste complète distincte d'accessoires n'est disponible. Demander séparément consommables compatibles, étalonnage et documents de qualification ; confirmer disponibilité et coût.

Sélection et commande

Préciser matrice, concentration, étalonnage et rapports. Exactitude, durée, alimentation et étalons fournis ne sont pas établis par la fiche disponible ; confirmer avant commande.