

عداد جسيمات السوائل الآلي

يؤتمت عد الجسيمات باستخدام أكواب أو أنابيب حسب التجهيز. تدعم حركة الإبرة والغسيل الآلي العمل بالدفعات؛ تختلف سعة العينات والتحريك حسب الصيغة.



الميزات الرئيسية

قنوات مسبقة 10µm و 25µm

تدفق سحب قابل للبرمجة

تقارير مختبر مؤرخة

المعلومات الفنية

1-400 μm	نطاق حجم الجسيمات
5-60 mL/min	تدفق السحب
0-10000 particles/mL	نطاق التركيز
>90%	تمييز الأحجام
15 in; Windows	الشاشة اللمسية
0.3-1 mL	حجم السحب الأولي
0.2-100 mL	حجم العينة
10 mL	المحقنة القياسية
< $\pm 1\%$	خطأ حجم العينة
$\pm 10\%$	دقة العد
RSD <2%	التكرارية: أكثر من 1000/mL وعينة 5mL
≤ 16 ; 2-100 μm	القنوات المخصصة

واجهة البيانات	RS232
الشبكة	Wi-Fi / Ethernet
وضع الأكواب: المواضع / الحجم	24 / ≤50 mL
وضع الأنابيب: المواضع / الحجم	96 / ≤20 mL
القنوات المسبقة	≥10 / ≥25 µm
مجموعات إضافية	≥2 / 5 / 10 / 15 / 20 / 25 µm; ≥5 / 8 / 10 / 12 / 50 / 100 µm
قنوات أجهزة التخدير	4-6 µm / >5 µm
تحريك الأكواب / الأنابيب	فردى قابل للتعديل / لا يوجد

التجهيز القياسي

الجهاز حسب عرض السعر. أكد المحقنة والأنابيب والطابعة وكميات المستهلكات في قائمة التوريد.

الملحقات الاختيارية

تؤكد مواد المعايير والمستهلكات البديلة ووثائق التأهيل وتسعر منفصلة عند توافرها.

الاختيار والطلب

أكد المصنوعة وإصدار الطريقة والقنوات والحجم والتقارير. لا تثبت مراجع الطرق اعتماداً؛ تحقق من ملاءمة البرنامج والطريقة لسير العمل.