

Penetrómetro de cono automático para pomadas

T-PEN-001 - Mide la consistencia de pomadas y pomadas oftálmicas mediante penetración temporizada, liberación automática y medición de desplazamiento sin contacto.



Características principales

- Liberación automática del cono y elevación motorizada
- Plataforma de ajuste fino con iluminación LED
- Cálculo de media y RSD e impresión de resultados
- Pantalla en color; menús documentados en chino

Especificaciones principales

Intervalo de penetración	>65 mm
Resolución	0.01 mm
Tiempo de penetración	5-99 s
Masa del cono estándar	102.5 ±0.05 g
Masa del vástago estándar	47.5 ±0.05 g
Ajuste de plataforma	±25 mm; 0.1 mm
Recipientes estándar	Ø102 ×65 mm / Ø75 ×62 mm
Límite de repetibilidad	2 +0.02P
Límite de reproducibilidad	9 +0.05P
Masas de medio cono / vástago	22.5 ±0.025 g / 15 ±0.025 g
Recipiente pequeño	Ø38.5 ×38.5 mm
Masa cuarto cono + vástago	9.38 ±0.025 g
Microrrecipiente	Ø19 ×18 mm
Alimentación / potencia	AC 220 V ±10%, 50 Hz / 40 W
Dimensiones / peso	430 ×285 ×410 mm / 15 kg

Configuración y pedido

Configuración estándar

Instrumento con mecanismo automático, plataforma ajustable, luz LED e impresión. Confirme los conos y recipientes incluidos: la descripción no define una lista coherente.

Accesorios opcionales

Conjuntos de medio cono y cuarto de cono con recipientes disponibles bajo pedido. Considérelas opciones hasta confirmar el presupuesto.

Selección e información de pedido

Indique muestra, cono, recipiente, tiempo e idioma de interfaz. Confirme el método farmacopeico y la alimentación.

La unidad de penetración es 0,1 mm; una resolución de 0,1 unidad equivale a 0,01 mm. P es la media de dos resultados; su diferencia no debe superar el límite indicado. Se cita la Farmacopea China sin edición, sin afirmar certificación.