

Equipo automático de ablandamiento de supositorios

Evalúa fusión, ablandamiento o desintegración de supositorios y comprimidos vaginales en baño termostático. Tres soportes metálicos giran juntos según el programa seleccionado.



Características principales

- Tres soportes de ensayo sincronizados
- Control táctil de temperatura, tiempo y posición
- Programas de 30 o 60 minutos con giro cada diez minutos
- Corte del calentador por sobretemperatura y alarmas

Información técnica

Soportes	3
Intervalo de temperatura	ambient-50 °C
Control a 37 °C	±0.3 °C
Potencia máxima	1500 W
Alimentación	220 V ±10% / 50 Hz

Configuración estándar

Instrumento con las funciones documentadas. Confirme soportes, vidrio, cables, reactivos y consumibles en la oferta; no se presupone inclusión de elementos no indicados.

Accesorios opcionales

No hay lista completa separada de accesorios. Solicite consumibles compatibles, elementos de calibración y documentos de cualificación por separado; confirme disponibilidad y coste.

Selección y pedido

P1: 30 min, giro cada 10 min. P2: 60 min, giro cada 10 min. P3: 30 min sin giro. Ambiente: 10-37 °C y humedad <85%. Requiere tierra de protección. Confirme método, vidrio y suministro.